


Estudio de investigación sobre la resistencia a los antimicrobianos en MGH

Usted recibió dos equipos de recolección de muestras de heces dentro de una bolsa de papel. Un kit es para su muestra de heces antes del viaje y otro es para su muestra de heces después del viaje. Cada kit contiene:

1. Un "sombbrero" de recolección de heces (un recipiente blanco de plástico que parece un sombrero al revés)
2. Dos recipientes para muestras de heces (uno es un recipiente transparente con una tapa verde y líquido rosado en su interior; el otro es un recipiente blanco con una tapa marrón y líquido transparente en su interior)
3. Varias tiras de Parafilm (película de cera para sellar el recipiente)
4. Tres bolsas para residuos biológicos: dos pequeñas, una grande
5. Toalla de papel (para envolver cada recipiente de muestras de heces)
6. Una caja de envío etiquetada, con dirección y con tarifa plana pagada
7. Un marcador Sharpie



Por favor, envíe su muestra un LUNES o MARTES por la mañana, de ser posible, para un envío y procesamiento más eficientes. ¡Gracias!

Instrucciones para la recolección de heces:

¡Escriba esta URL en su navegador de internet y siga el enlace para ver un vídeo que detalla los siguientes pasos!
<http://bit.ly/amrstudy>

1. Lleve un kit de recolección de heces al baño. **Es muy importante que utilice el kit correcto.** El kit sin envolver y etiquetado como "antes del viaje" es para su muestra antes del viaje. El kit que está envuelto en una bolsa de papel marrón y etiquetado como "equipo para después del viaje" es para su muestra después del viaje. Los contenedores de muestras de cada equipo tienen etiquetas únicas. Las etiquetas proporcionan precisión de la documentación cuando la muestra llega al laboratorio de Massachusetts General Hospital (MGH).
2. Si necesita vaciar su vejiga, orine en el inodoro antes de proporcionar su muestra (solo estamos en la búsqueda heces).
3. Coloque el sombrero en el asiento del inodoro y proporcione una muestra de heces. Por favor, no coloque papel higiénico en la muestra.
4. Abra con cuidado el recipiente de muestras con tapa verde, asegurándose de que no se derrame ningún líquido. Use la cuchara de recolección adjunta a la tapa del recipiente de muestras para recolectar una cucharada de heces.
5. Coloque 1 o 2 cucharadas pequeñas de heces en el recipiente. El líquido debería alcanzar la flecha de la etiqueta del frasco y las heces deberían estar completamente sumergidas en el líquido. No debería haber heces por encima de la línea de líquido.

alcanzar la flecha de la etiqueta del frasco y las heces deberían estar completamente sumergidas en el líquido. No debería haber heces por encima de la línea de líquido.

Enrosque bien la tapa.

6. Con el marcador Sharpie proporcionado, escriba la fecha y hora de la recolección en la etiqueta del contenedor.

7. Abra cuidadosamente el recipiente de muestras con tapa marrón, asegurándose de que no se derrame líquido. Recoja solo la cantidad suficiente de heces para cubrir la mitad de la cuchara de recolección adherida a la tapa. Las heces deben estar sumergidas en el líquido, así que en este caso, menos es más. **Apriete bien la tapa** y voltee el recipiente una vez para mezclar el contenido (no es necesario agitarlo). Etiquete el recipiente con la fecha y hora de recolección.

Líquido hasta esta línea sin material fecal por encima del líquido



Recoja suficiente materia fecal para cubrir la mitad de la cuchara, colóquela en un recipiente, vuelva a tapar e invierta para mezclar



- Utilizándolo como si fuera cinta adhesiva, estire y envuelva una tira de Parafilm alrededor de la tapa, en donde se encuentra con el recipiente. Asegúrese de envolverlo en la misma dirección en la que la tapa se aprieta (en el sentido de las agujas del reloj) para que la tapa no se afloje durante el proceso de envoltura. Esto sellará el recipiente y evitará cualquier potencial fuga durante el proceso de envío.
- Envuelva cada recipiente de muestras de heces en una toalla de papel y colóquelas en su propia bolsa pequeña de residuos biológicos. Cierre bien la bolsa.



Envuelva el recipiente de la muestra en una toalla de papel



Coloque la muestra envuelta en una bolsa pequeña para residuos biológicos

- Cuando ambas muestras hayan sido recogidas, las heces restantes se pueden desechar en el inodoro y el sombrero se puede desechar en la basura.

Deberá almacenar las muestras en un refrigerador hasta que pueda enviarlas por correo. Sin embargo, recomendamos que las envíe por correo lo más pronto posible después de la recolección.


Envío de las muestras por correo:

- Coloque todas las muestras recolectadas, cada una en sus bolsas pequeñas de residuos biológicos, en la bolsa grande de residuos biológicos juntas.



Bolsa grande

Bolsas pequeñas con muestras



Coloque las muestras en una bolsa grande para residuos biológicos

¡Colóquela en la caja, selle y envíe!

- Coloque la bolsa grande de residuos biológicos que contiene las dos muestras dentro de la caja la de envío prioritario prepagada y selle.
- Envíe la muestra a través del Servicio Postal de los Estados Unidos colocándola en un buzón o llevándola a la oficina de correos.
¡Usted NO necesitará pagar por el envío!

Indemnización:

Le enviaremos por correo una tarjeta de regalo de Amazon por \$15.00 cuando su muestra sea recibida como un agradecimiento por participar.